

ESP

Protocolo **KIT A**

Técnica del Dr. D. Baranes.





Realizar una incisión crestral, lado palatino. ligeramente desplazada hacia el

Levantar un colgajo de espesor total.

Colocar la fresa B.Y.1 en el micromotor de implantología con irrigación externa.

Ajustar la velocidad entre 600 y 1200 RPM.

Preparar el orificio perforando hasta que el tope de la fresa toque la cresta.




Colocar la fresa B.Y.2 en el micromotor de implantología y profundizar el orificio hasta que el tope de la fresa toque la cresta ósea.

Si la fresa B.Y.2 ha penetrado y se encuentra la membrana sinusal (un disco óseo rodeado por un anillo sanguinolento), pasar a trabajar con osteótomos.

Si la fresa B.Y.2 aún no ha penetrado ni fracturado el suelo óseo, usar la fresa B.Y.3....





Ajustar el tope del osteótomo a la misma altura que la última fresa B.Y. utilizada.

Introducir el osteótomo en el orificio hasta que el tope toque la cresta.



Repetir la operación milímetro a milímetro. 5 veces para obtener una elevación total de la membrana de 5 mm.



Una vez que la membrana se haya elevado 5 mm, activar una jeringa de Bond Apatite y colocar el material en una bandeja estéril.

Presionar sobre el material con una gasa seca durante 3 a 4 segundos para absorber el líquido residual.



Llenar la jeringa portadora del relleno óseo Bond Apatite y llevar el material a la entrada del orificio.

Depositar el material en la entrada del orificio y luego reducir 1 mm de la longitud del osteótomo ajustando el tope.



Introducir el Bond Apatite en el orificio utilizando el osteótomo hasta que el tope toque la cresta.

A continuación, repetir la misma acción llevando más Bond Apatite a la entrada del orificio y empujándolo con el osteótomo, teniendo cuidado de reducir 1 mm más de la longitud del osteótomo con cada pasada .



Cerrar el orificio con una capa final de Bond Apatite.

Presionar firmemente sobre el material con una gasa y suturar.



Cuatro meses después, se puede comenzar la segunda etapa con el **KIT B** y proceder con la colocación del implante.



EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto. Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos