

FR

Protocole **KIT A**

Technique du Dr D. Baranes.




Faire une incision crestale légèrement déplacée en Palatin.

Décoller un lambeau d'épaisseur totale.

Monter la fraise B.Y.1 sur micro tour d'implantologie à irrigation externe

Régler la vitesse de 600 à 1200 tours minute.

Préparer le pertuis en forrant jusqu'au contact de la butée de la fraise sur la crête.




Monter la fraise B.Y.2 sur le micro tour d'implantologie et approfondir le Pertuis jusqu'à ce que la butée de la fraise soit en contact avec la crête osseuse.

Si la fraise B.Y.2 a plongé et que vous êtes en présence de la membrane sinusienne (disque osseux entouré d'une bouée sanguinolente) passer au travail à l'aide des ostéotomes.

Si la fraise B.Y. 2 n'a pas encore plongé et n'a pas fracturé le plancher osseux utiliser la B.Y.3....





Régler l'ostéotome à l'aide de sa butée à la même hauteur que la dernière fraise B.Y.utilisée.

Pénétrer l'ostéotome dans le pertuis jusqu'au contact de la butée sur la crête.



Recommencer l'opération millimètre par millimètre. 5 fois pour obtenir un soulevé de la membrane total de 5 mm.



Une fois la membrane repoussée de 5 mm de hauteur activer une seringue de Bond Apatite et déposer le matériau dans le plateau stérile.

Appuyer avec une compresse sèche sur le matériau pendant 3 à 4 secondes pour aspirer le liquide résiduel.



Remplir la seringue porteuse d'os de Bond Apatite et amener le matériau à l'embouchure du Pertuis.

Déposer le matériau à l'entrée du Pertuis puis retirer 1 mm de votre dernière hauteur d'ostéotome en réglant la butée.



Faites pénétrer le Bond Apatite dans le pertuis à l'aide de l'ostéotome jusqu'au contact de la butée sur la crête.

Puis répéter la même action en apportant le Bond Apatite à l'entrée du Pertuis et pousser le Bond Apatite à l'aide de l'ostéotome en ayant pris précaution de retirer encore un millimètre de longueur de l'ostéotome à chaque passage.



Fermer le pertuis avec une dernière couche de Bond Apatite.

Appuyer fermement à l'aide d'une compresse sur le matériau et suturer.



4 mois plus tard vous pouvez commencer la deuxième étape avec le **KIT B** et la mise en place de l'implant.



EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto. Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos