

IT

## Protocollo **KIT A**

Tecnica del Dr. D. Baranes





Eeguire un'incisione crestale, leggermente spostata verso il lato palatale.

Sollevarre un lembo a spessore totale.

Montare la fresa B.Y.1 sul micromotore implantologico con irrigazione esterna.

Regolare la velocità tra 600 e 1200 RPM.

Preparare il foro forando fino a quando il fermo della fresa tocca la cresta.




Montare la fresa B.Y.2 sul micromotore implantologico e approfondire il foro fino a quando il fermo della fresa tocca la cresta ossea.

Se la fresa B.Y.2 ha penetrato e si incontra la membrana sinusale (un disco osseo circondato da un anello sanguinante), passare a lavorare con gli osteotomi.

Se la fresa B.Y.2 non ha ancora penetrato e non ha fratturato il pavimento osseo, usare la fresa B.Y.3....





Regolare il fermo dell'osteotomo alla stessa altezza dell'ultima fresa B.Y. utilizzata.

Inserire l'osteotomo nel foro fino a quando il fermo tocca la cresta.



Ripetere l'operazione millimetro per millimetro. per 5 volte, fino ad ottenere un sollevamento totale della membrana di 5 mm.



Una volta che la membrana è stata sollevata di 5 mm, attivare una siringa di Bond Apatite e depositare il materiale su un vassoio sterile.

Premere sul materiale con una garza asciutta per 3-4 secondi per assorbire il liquido residuo.



Riempire la siringa porta-innesto con Bond Apatite e portare il materiale all'apertura del foro.

Depositare il Bond Apatite all'ingresso del foro, poi ridurre di 1 mm la lunghezza dell'osteotomo regolando il fermo.



Inserire il Bond Apatite nel foro con l'osteotomo fino a quando il fermo tocca la cresta.

Poi ripetere la stessa operazione, portando altro Bond Apatite all'ingresso del foro e spingendolo con l'osteotomo, avendo cura di ridurre di un millimetro la lunghezza dell'osteotomo ad ogni passaggio.



Chiudere il foro con uno strato finale di Bond Apatite.

Premere con forza sul materiale usando una garza e suturare.



Dopo 4 mesi, è possibile iniziare la seconda fase con il **KIT B** e procedere con il posizionamento dell'impianto.



EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto. Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos