

PT

Protocolo **KIT A**

Técnica do Dr. D. Baranes




Faça uma incisão crestale levemente deslocada para o palatino.

Descole um retalho de espessura total.

Coloque a broca B.Y.1 no micromotor de implantologia com irrigação externa.

Ajuste a velocidade entre 600 e 1200 rotações por minuto.

Prepore o orifício perfurando até o contato da broca com a crista.




Coloque a broca B.Y.2 no micromotor de implantologia e aprofunde o orifício até que a broca toque a crista óssea.

Se a broca B.Y.2 penetrar e você visualizar a membrana sinusal (um disco ósseo rodeado de um halo sangrento), comece a trabalhar com os osteótomos.

Se a broca B.Y.2 ainda não tiver penetrado e não tiver fraturado o assoalho ósseo, use a broca B.Y.3....





Ajuste o osteótomo com a sua parada na mesma altura da última broca B.Y. utilizada.

Insira o osteótomo no orifício até o contato da parada com a crista.



Repita o processo milímetro por milímetro.



Quando a membrana tiver sido deslocada em 5 mm de altura, prepare uma seringa com Bond Apatite e coloque o material na bandeja estéril.

Pressione o material com uma gaze seca por 3 a 4 segundos para absorver o líquido residual.



Encha a seringa transportadora de osso com Bond Apatite e leve o material até a entrada do orifício.

Deposite o material na entrada do orifício e depois retire 1 mm da última altura do osteótomo, ajustando a parada.




Introduza o Bond Apatite no orifício com o osteótomo até o contato da parada com a crista.

Repita a ação trazendo o Bond Apatite à entrada do orifício e empurrando-o com o osteótomo, retirando sempre mais um milímetro de comprimento do osteótomo a cada passagem.



Feche o orifício com uma última camada de Bond Apatite.

Pressione firmemente o material com uma gaze e suture.



Quatro meses depois, você pode iniciar a segunda etapa com o **KIT B** e a colocação do implante.



EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto. Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos