

# FR

Protocole **KIT B**

Technique du Dr Baranes D.



Élévation du plancher du sinus lorsque la hauteur initiale d'os sous sinusien est supérieure ou égale à 4 mm.

Réalisation d'un lambeau d'épaisseur totale, à l'aide d'une incision crestale légèrement déplacée en Palatin et decoller un lambeau d'épaisseur totale



Il faut visualiser le mur osseux vestibulaire



Montez une fraise B.Y.S 4 mm sur contrangle pour micro tour d'implantologie.

Vitesse de travail de 600 à 1000 tours minute avec irrigation externe.

Forez un Pertuis de 4 mm de longueur.

Si l'os est de type D1 ou D2 forer avec un foret classique un pertuis de 2,8mm de diamètre et de 3 mm de longueur.


Puis finir le pertuis avec la B.Y.S 4



Prendre un ostéotome de 3,2 mm de diamètre  
réglez la butée à 5 mm,  
Si la butée touche la crête vous avez déjà  
repoussé la membrane, réglez votre  
ostéotome à 6 mm puis 7 mm puis 8 ,9 et 10 mm.



Si la butée de votre ostéotome reste  
distante de la crête, prenez la fraise  
B.Y.S 5, et forez un pertuis de 5 mm de  
longueur, prenez un ostéotome de 3,2  
mm de diamètre et de 6 mm de  
longueur, etc...



Greffez le Bond Apatite.  
Activez la seringue de Bond Apatite et  
déposez le matériau dans un godet stérile.  
Appuyez avec une compresse sèche sur le  
matériau pour absorber le liquide  
résiduel.





Remplir la seringue porteuse d'os, et déposez le Bond Apatite à l'embouchure du Pertuis.




Greffe le Bond Apatite en le poussant à l'aide d'un ostéotome 3,2 mm dont la butée est réglée sur la hauteur du dernier ostéotome utilisé pour repousser la membrane moins 1 mm. Puis répétez l'opération trois à quatre fois en prenant soin de toujours retirer 1 mm de votre ostéotome avant de pousser le nouveau greffon de Bond Apatite, puis mettez votre implant.





Sutures



Radio péri apicale.  
Implant 4.2 / 11.5 mm

EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto.

Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos