

IT

Protocollo **KIT B**

Tecnica del dottore Baranes D.



Elevazione del pavimento del seno quando l'altezza iniziale dell'osso sotto il seno è superiore o uguale a 4mm.

Realizzazione di un lembo di spessore totale, mediante un'incisione crestale leggermente spostata in Palatino.



Si deve visualizzare il muro osseo vestibolare



Portare una fresa B.Y.S da 4mm su un contrangolo per microtornio di implantologia. Velocità di lavoro da 600 a 1000 giri al minuto con irrigazione esterna. Forare un pertugio lungo di 4mm. Se l'osso è di tipo D1 o D2, forare con un trapano classico un pertugio di diametro 2,8mm e lunghezza 3mm. Poi completare il pertugio con la B.Y.S 4.



Prendere un osteotomo di 3,2mm di diametro, regolare il fermo a 5mm. Se il fermo tocca la cresta, hai già spinto la membrana, regola il suo osteotomo a 6mm poi a 7, 8, 9 e 10mm.



Se il fermo del suo osteotomo rimane distante della cresta, prendi la fresa B.Y.S 5 e forare un pertugio lungo di 5mm, prende un osteotomo di diametro 3,2mm e lunghezza 6mm



Innestare il Bond Apatite.

Attivare la siringa di Bond Apatite e depositare il materiale in un contenitore sterile. Premere con una garza asciutta per assorbire il liquido residuo sul materiale






Depositare il Bond Apatite all'ingresso del pertugio




Innestare il Bond Apatite spingendolo con un osteotomo da 3,2mm il cui fermo è regolata all'altezza dell'ultimo osteotomo utilizzato per respingere la membrana meno 1mm. Poi, ripetere l'operazione 3 o 4 volte facendo sempre attenzione a rimuovere 1mm dal suo osteotomo prima di spingere il nuovo innesto di Bond Apatite e posiziona il suo impianto.





Suturas



Implante 4.2 / 11.5 mm
Radiografía periapical

EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto.

Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos