

# SP

Protocolo **KIT B**

Técnica del Dr. Baranes D.




Elevación del suelo sinusal cuando la altura al seno maxilar es superior o igual a 4 mm. Cree de un colgajo de espesor total con un incisión crestal ligeramente desplazada hacia palatino y dos incisiones de relieve mesial y distal.



Es necesario visualizar la pared ósea vestibular



Coloque la fresa B.Y.S de 4 mm en el contra-ángulo con una velocidad de trabajo de 600 a 1000 rpm y con irrigación externa. Frese una cavidad de 4 mm de largo. Si el hueso es tipo D1 o D2, usar de inicio una fresa de 2,8 mm de diámetro y 3 mm de longitud. Termine el fresado de la cavidad con el B.Y.S 4



Utilice un osteotomo de 3,2 mm de diámetro ajustando la altura a 5 mm. Si el tope del osteotomo toca la cresta y ha empujado la membrana, regule entonces su osteotomo sucesivamente de 6 a 7 mm, 8, 9 y 10 mm.



Si el tope de su osteotomo no ha tocado la cresta, utilice la fresa B.Y.S 5, para obtener una cavidad de 5 mm de largo. Utilice a partir de entonces su osteotomo de 3,2 mm de diámetro y 6 mm de longitud, etc.



Injerte el Bond Apatite.  
Active la jeringa BondApatite y libere el material en un recipiente estéril. Aplique una gasa seca estéril sobre el material para embeber el suero fisiológico.





Rellene la jeringa (bone Carrier) y libere BondApatite en la entrada de la cavidad.



Injerte BondApatite utilizando el osteotomo de 3,2 mm para empujar el material donde el tope se ajusta a la altura del último osteotomo utilizado.


Puede repetir esto tres y cuatro veces teniendo en cuenta retirar 1 mm de su osteotomo antes de empujar de nuevo el BondApatite

Después inserte el implante.





Suturas



Implante 4.2 / 11.5 mm  
Radiografía periapical

EN

Warnings!

The product must be used only for its intended purpose

If the product is damaged or defective do not use it and contact your retailer

The product must be stored in a shaded and dry place

Before sterilization, the grooves must be cleaned of bone debris and the instruments must be placed in their place in the kit.

The kit must be sterilized according to the procedures of the Ministry of Health

After 30 to 40 uses the Burs must be replaced

FR

Avertissements !

Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

Si le produit est endommagé ou défectueux ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant

Le produit doit être stocké dans un endroit ombragé et sec

Avant la stérilisation, les rainures doivent être nettoyées des débris osseux et les instruments doivent être placés à leur place dans le kit.

Le kit doit être stérilisé selon les procédures du Ministère de la Santé

Après 30 à 40 utilisations les Fraises doivent être remplacés

ES

¡Advertencias!

El producto debe usarse únicamente para el propósito previsto.

Si el producto está dañado o defectuoso no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

El producto debe almacenarse en un lugar sombreado y seco.

Antes de la esterilización, se deben limpiar las ranuras de restos óseos y colocar los instrumentos en su lugar en el kit.

El kit debe esterilizarse según los procedimientos del Ministerio de Salud.

Después de 30 a 40 usos, se deben reemplazar los cortadores.

IT

Avvertenze!

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto

Se il prodotto è danneggiato o difettoso non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore

Il prodotto deve essere conservato in un luogo ombreggiato e asciutto

Prima della sterilizzazione, le scanalature devono essere pulite dai detriti ossei e gli strumenti devono essere riposti al loro posto nel kit.

Il kit deve essere sterilizzato secondo le procedure del Ministero della Salute.

Dopo 30-40 utilizzi le lame dovrebbero essere sostituite

PT

Avisos!

O produto deve ser utilizado apenas para o fim a que se destina

Se o produto estiver danificado ou com defeito, não o utilize e contacte o seu revendedor

O produto deve ser armazenado em local sombreado e seco

Antes da esterilização, as ranhuras devem ser limpas de restos ósseos e os instrumentos devem ser colocados nos seus devidos lugares no kit.

O kit deve ser esterilizado de acordo com os procedimentos do Ministério da Saúde.

Após 30 a 40 utilizações os cortadores devem ser substituídos